
DICOM 画像変換ツール (DICOM Image Converter)


(株)アイプランツ・システムズ

Dicom Image Converter


本ツールの目的

- 複数のDICOMスライス画像ファイルからDICOMヘッダを取り除き、画像データのみのRawファイルを抽出します。
- 複数のDICOMスライス画像ファイルを読み込み、一つのVOL（付録参照）ファイルへ変換し、対応するVIFファイルを作成します。


ケース 1) vif/vol ファイル出力



ケース 2) raw ファイル出力



使用方法



		機能						
①	DICOM フォルダ選択	選択ボタンをクリックし、DICOM ファイルが保存されているフォルダを指定します。						
②	出力パス選択	選択ボタンをクリックし、変換後のファイルパスとファイル名を入力します。ファイル名に拡張子を付加する必要はありません。						
③	出力形式選択	<table border="1"> <tr> <td>DICOM ヘッダ削除</td> <td>vif/vol 形式出力</td> </tr> <tr> <td>DICOM ファイルからヘッダを取り除いた、画像データ部のみを抽出します。出力形式は.raw ファイルとなります。</td> <td>複数の DICOM ファイルを一つのファイルにまとめ、Volume Extractor 用フォーマットで出力します。</td> </tr> </table>	DICOM ヘッダ削除	vif/vol 形式出力	DICOM ファイルからヘッダを取り除いた、画像データ部のみを抽出します。出力形式は.raw ファイルとなります。	複数の DICOM ファイルを一つのファイルにまとめ、Volume Extractor 用フォーマットで出力します。		
		DICOM ヘッダ削除	vif/vol 形式出力					
DICOM ファイルからヘッダを取り除いた、画像データ部のみを抽出します。出力形式は.raw ファイルとなります。	複数の DICOM ファイルを一つのファイルにまとめ、Volume Extractor 用フォーマットで出力します。							
④	vif/vol 出力オプション	<p>③において vif/vol 形式出力を選択したときのみ選択可能です。</p> <table border="1"> <tr> <td>標準</td> <td>欠落部分穴埋め</td> <td>欠落部で分割</td> </tr> <tr> <td>フォルダ内の DICOM 画像を単純に結合します。</td> <td>DICOM ファイルのスライス間隔を調べ、スライス間隔の大きい箇所を全 DICOM ファイルの最小値で埋めた vol ファイルを作成します。</td> <td>DICOM ファイルのスライス間隔を調べ、スライス間隔の等しい箇所を一つのファイルとしてまとめ、複数の vol ファイルを作成します。</td> </tr> </table>	標準	欠落部分穴埋め	欠落部で分割	フォルダ内の DICOM 画像を単純に結合します。	DICOM ファイルのスライス間隔を調べ、スライス間隔の大きい箇所を全 DICOM ファイルの最小値で埋めた vol ファイルを作成します。	DICOM ファイルのスライス間隔を調べ、スライス間隔の等しい箇所を一つのファイルとしてまとめ、複数の vol ファイルを作成します。
標準	欠落部分穴埋め	欠落部で分割						
フォルダ内の DICOM 画像を単純に結合します。	DICOM ファイルのスライス間隔を調べ、スライス間隔の大きい箇所を全 DICOM ファイルの最小値で埋めた vol ファイルを作成します。	DICOM ファイルのスライス間隔を調べ、スライス間隔の等しい箇所を一つのファイルとしてまとめ、複数の vol ファイルを作成します。						
⑤	変換ボタン	変換を実行します。						
⑥	ステータスバー	作業の進行状態などが表示されます。						

出力ファイル名規則

出力されるファイル名には以下の規則が存在します。

- .raw ファイル出力の場合

元の DICOM ファイルと同数の .raw ファイルが作成されます。この時、ファイル名は

ファイル名 + 4桁の番号 + .raw

の形式をとります。この例では、result0001.raw ~ result0100.raw ~ が出力されます。

- vif / vol 出力(分割)の場合

DICOM 画像のスライス間隔が大きい箇所が 1 カ所の場合、vif/vol ファイルは各 2 つずつ作成されます。この時、ファイル名は

ファイル名 + _番号 + .vif

の形式をとります。この例では、result_1.vif , result_2.vif が出力されます。

- vif / vol 出力(標準)、及び穴埋めモードでは、ファイル名は以下の規則で決定します。

ファイル名 + .vif

付録

Volume Extractor で使用している 3次元画像のファイルフォーマットについて、説明します。

1. ファイルフォーマット

1.1. VDF フォーマット

Volume Extractor 用のファイルフォーマットです。

ファイル情報 [256byte]
画像データ (Raw 形式) (縦 x 横 x 高 x 単位データサイズ)

ファイル情報

先頭の 256byte にはファイル情報として下記の情報が ASCII で格納されます。

各項目は、スペース (0x20) で区切られ格納されます。

	項目	内容
ファイル情報 [256byte]	ファイルヘッダ	“VDF_1.0_VE12.8”
	StartPoint (描画開始位置) タグ	“sp”
	開始位置 X 座標	数値 (実数)
	開始位置 Y 座標	数値 (実数)
	開始位置 Z 座標	数値 (実数)
	グリッドサイズタグ	“n”
	X 軸サイズ	数値 (整数)
	Y 軸サイズ	数値 (整数)
	Z 軸サイズ	数値 (整数)
	ピッチサイズタグ	“pitch”
	X 方向 Pitch	数値 (実数)
	Y 方向 Pitch	数値 (実数)
	Z 方向 Pitch	数値 (実数)
	データタイプタグ	“dt”
	データタイプ(1~4)	数値 (1~4)
	情報終了識別子	¥n (0x0A)
	(予備)	0x00


- ・ **ファイルヘッダ**

文字列 “VDF_1.0_VE12.8” 固定

- ・ **StartPoint**

3D 空間上での配置位置の指定

右図のようにモデルの 3D 空間上での開始点を指定します。



- ・ **グリッドサイズ**

X 軸、Y 軸、Z 軸、各方向のピクセル（ボクセル）数のサイズ

- ・ **データタイプ**

1 ピクセル（ボクセル）のデータで使用されるデータの型

- 1 : Byte 型 (1byte)
- 2 : Unsigned Short 型 (2byte)
- 3 : Short 型 (2byte)
- 4 : int 型 (4byte)

- ・ **情報終了識別子**

ファイル情報の最後に“¥n”(0x0A)を格納

- ・ **(予備)**

この部分は、今後の拡張等のための箇所として用意されています
0x00 で埋めます。

画像データ


画像データが RAW 形式で格納されます。

各データ要素は「データタイプ」で指定されたサイズになり、データ全体としては下記のサイズになります。

(グリッド X 軸サイズ) × (グリッド Y 軸サイズ) × (グリッド Z 軸サイズ) × (データタイプの指定 byte 数)

格納順序は、X 軸方向の要素から格納開始され、Y 軸方向、Z 軸方向へと格納されています。

(右図イメージ参照)



※VE での表示は、Z 軸方向を上向きにしていますのでご注意ください。

1. 2. VOL フォーマット

拡張子、“vol” と “vif” の 2 つのファイルにより構成されたボリュームデータファイルです。vif がファイル情報部分、vol が画像データ部分となります。

vif

vif ファイルにはファイル情報として下記の内容が ASCII として 5 行構成で格納されます。
(改行コードは \r\n (0x0D0A))

行数	項目	記述内容
1	ファイルヘッダ文字列	“VIF 1.0 VE12.8”
2	StartPoint	“start_pt [X 座標] [Y 座標] [Z 座標]”
3	画像 (グリッド) サイズ	“size [X 方向] [Y 方向] [Z 方向]”
4	各方向のピッチ	“pitch [X 方向] [Y 方向] [Z 方向]”
5	データタイプ	“data_type [1~4]”

2 行目以降の各項目は、内容を示す文字列 (“start_pt”等) が記述され、続けて値 (数値) が格納されます。

文字列と値の間は半角スペース (0x20) 2 文字分で区切り、各値 (数値) の間は半角スペース 1 文字分で区切ります。

【例】

```
VIF 1.0 VE12.8
start_pt -0.5 -0.5 -0.5
size 512 512 469
pitch 0.1693333 0.1693333 0.64
data_type 2
```

vdf

画像データ要素が RAW 形式で格納されます。

格納されるデータのサイズ、順序等は VDF のデータ部分と同じです。(VDF フォーマット参照)

2. 出力サンプルコード

VDF、VOL、VIF の出力サンプルコードを下記に記します。

※ エラー処理等は考慮されていませんので、ご注意ください

```
///  
/// Raw データの書き出し  
/// 下記のメソッド内で使用します。  
///  
private: bool SaveRAW(BinaryWriter^ bw, array<unsigned char>^ data) {  
    // Raw データ書き出し  
    int count = 0;  
    while(count < data->Length) {  
        bw->Write(data[count]);  
        count++;  
    }  
    return true;  
}  
  
///  
/// VOL ファイルの書き出し  
///  
private: bool SaveVOL(  
    String^ path, // 出力先のファイルパス  
    array<unsigned char>^ data // 出力元データ (1次元配列のボリュームデー  
    タ)  
) {  
    // VOL 書き出し  
    FileStream^ fs = gnew FileStream(  
        path, System::IO::FileMode::Create,  
        System::IO::FileAccess::Write, System::IO::FileShare::None);  
    BinaryWriter^ bw = gnew BinaryWriter(fs);  
  
    // VOL ファイルは、実際のところ Raw データそのもの  
    SaveRAW(bw, data);  
  
    bw->Close();  
    fs->Close();  
  
    return true;  
}
```

```

///
/// VIF ファイルの書き出し
///
private: bool SaveVIF(
    String^ path,           // 出力先のファイルパス
    int x, int y, int z,    // データグリッドサイズ
    double spx, double spy, double spz, // データ開始位置
    double ptx, double pty, double ptz // データピッチ
){
    // VIF 書き出し
    FileStream^ fs = gcnew FileStream(
        path, System::IO::FileMode::Create,
        System::IO::FileAccess::Write,
        System::IO::FileShare::None);
    StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter(fs);
    String^ tmpstr = L"";
    sw->NewLine = L"¥r¥n"; // 改行コード
    //全部で5行
    // 1行目
    sw->WriteLine(L"VIF 1.0 VE12.8");
    // 2行目
    tmpstr = L"start_pt "
        + spx.ToString() + L" " + spy.ToString() + L" " + spz.ToString();
    sw->WriteLine(tmpstr);
    // 3行目
    tmpstr = L"size "
        + x.ToString() + L" " + y.ToString() + L" " + z.ToString();
    sw->WriteLine(tmpstr);
    // 4行目
    tmpstr = L"pitch "
        + ptx.ToString() + L" " + pty.ToString() + L" " + ptz.ToString();
    sw->WriteLine(tmpstr);
    // 5行目
    tmpstr = L"data_type " + L"1"; // サンプルでは unsigned char 型に固定
    sw->WriteLine(tmpstr);

    sw->Close();
    fs->Close();

    return true;
}

```

```

///
/// VDF ファイルの書き出し
///
private: bool SaveVDF(
    String^ path,                // 出力先のファイルパス
    int x, int y, int z,        // データグリッドサイズ
    double spx, double spy, double spz, // データ開始位置
    double ptx, double pty, double ptz, // データピッチ
    array<unsigned char>^ data   // 出力元データ (1次元配列のボリュームデー
    タ)
){
    // VDF 書き出し
    FileStream^ fs = gcnew FileStream(
        path, System::IO::FileMode::Create,
        System::IO::FileAccess::Write, System::IO::FileShare::None);
    BinaryWriter^ bw = gcnew BinaryWriter(fs);

    // ヘッダ文字列 unsigned char 型の例 (データタイプ=1。ヘッダ長さは256固定)
    String^ str_header = L"VDF_1.0_VE12.8"
        + " sp " + spx.ToString() + " " + spy.ToString() + " " + spz.ToString()
        + " n " + x.ToString() + " " + y.ToString() + " " + z.ToString()
        + " pitch " + ptx.ToString() + " " + pty.ToString() + " " + ptz.ToString()
        + " dt " + "1"
        + "\n";

    // String を Char クラス配列に変換
    array<Char>^ transfer_header = str_header->ToCharArray();
    // 実際書き出す Char クラス配列
    array<Char>^ put_header_array = gcnew array<Char>(256);
    // 書き出しに使用する配列に、データを転送
    Array::Copy(transfer_header, put_header_array, transfer_header->Length);

    // 未使用列は、0で埋める
    int count = transfer_header->Length;
    while(count < 256) {
        put_header_array[count] = 0;
        count++;
    }

    // ヘッダを書き出す
    count = 0;
    while(count < 256) {
        bw->Write(put_header_array[count]);
        count++;
    }

    // データ部分を書き出す。データ部は、Raw データと同じ
    SaveRAW(bw, data);

    bw->Close();
    fs->Close();
}

```

```
    return true;  
}
```

DICOM 画像変換ツールマニュアル

2010年 6月 10日 第 1.0 版発行

製作・著作 株式会社 i-Plants Systems

info@i-plants.jp

ve_support@i-plants.jp (VE サポート専用窓口)

019 - 694 - 3103 (代表)

<http://www.i-plants.jp/hp>