

三次元画像可視化システム

VOLUME EXTRACTOR

ボリューム エクストラクター

使いやすさアップ!

Version 3.4.0.2

バージョンアップ内容

○ マイクロ単位系のサポート

ミリ (mm) 単位系とマイクロ単位系を、Preferenceメニューから選択可能となりました (図 1)。本機能により、**マイクロ単位系の工業用 CT 画像でも使用可能**になりました。

○ フォルダ内の複数ボリューム画像対応

フォルダ内に複数ボリューム画像が保存されている場合に対して、各ボリューム画像を自動解析する機能を改良しました。また、分かり易いメッセージ表示に変更しました。

○ スライス画像表示 (4 面図)、画像処理フィルタの画像表示機能

スライス画像表示 (4 面図)、画像処理フィルタの画像表示に対して、初期画面や拡大・縮小率が適当な表示になるように改良しました (図 2)。

カスタマイズサービス

日常業務等でお悩みの場合、何でもご相談ください!

- ・ 画像処理フィルタの作成
- ・ 処理の自動化
- ・ パラメータ設定
- ・ プログラム開発




図 1 マイクロ単位系のサポート




図 2 スライス画像表示の改良