

# Volume Extractor 3.0 ボリュームエクストラクター

## ■ 価格

	構成内容	価格	備考
Volume Extractor 3.0 (通常版)	ソフトウェアインストーラ	¥250,000【*1】	アカデミック価格は定価の50%引きです
Volume Extractor 3.0 Light	ソフトウェアインストーラ	¥180,000	一部の機能を限定したバージョンです【*2】
Volume Extractor 3.0 Mini	ソフトウェアインストーラ	¥30,000	一部の機能を限定したバージョンです【*2】

【\*1】2011年7月からの価格となります 【\*2】機能の内容については、下記「機能比較表」をご確認ください  
\*1 台のPCに対して1ライセンスとなります \*価格はいずれも税込です \*技術的、出張サポート等については別途有償となります。ご相談ください

## ■ 機能比較表

機能名称	Volume Extractor 3.0			
	通常版	Light	Mini	
○:使用可能 ×:使用不可				
ファイル入出力【*3】	○	○	○	
編集機能	クリッピング	○	○	
	領域拡張法	○	×	
	3次元画像フィルタ	○	○	
	3次元矩形塗りつぶし	○	○	
	スライス方向反転	○	×	
メッシュ編集機能	削減	○	×	
	手動穴埋め	○	×	
	手動反転	○	×	
	手動削除	○	×	
	自動穴埋め	○	×	
	自動反転	○	×	
	自動削除	○	×	
	全反転	○	×	
	アンドウ	○	×	
	正当性チェック	○	×	
ツール	ボリュームレンダリング	○	○	
	ポイントベースボリュームレンダリング	○	×	
	等値面	○	○	○【*4】
	インデックスイメージ	○	○	×
	セグメンテーション	○	○	×
	3次元断面表示	○	○	○
	カメラ	○	○	○
	ファイル情報	○	○	○
	ヒストグラム	○	○	○
	断面表示	○	○	○
	スライス編集	○	○	○
	DICOM管理ツール	○	○	×
	計測機能	○	○	×
	WW/WL	○	○	○

【\*3】ファイル入出力の対応ファイルフォーマットについては、次ページ「対応ファイルフォーマット」をご確認ください。

【\*4】等値面データは外部ファイルに出力できません。

# Volume Extractor 3.0

## ボリュームエクストラクター

### ■ 対応ファイルフォーマット

	フォーマット	2D/3D 種別
入力	VDF, VOL, Analyze7.5(hdr,img), Visualization Tool Kit(VTK)	3D (ボリュームデータ)
	DICOM, Raw, BMP, JPEG, TIFF	2D
	STL	3D (形状データ)
出力	VDF, VOL, Analyze7.5(hdr,img)	3D (ボリュームデータ)
	DICOM, Raw	2D
	STL, MGF, DXF, VRML, SMF	3D (形状データ)

#### 〈お問い合わせ〉

#### 株式会社アイプランツ・システムズ(i-Plants Ltd.)

〒020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-89 岩手県立大学 地域連携研究センター 研究室 D

TEL/FAX 019-694-3103

e-mail: info@i-plants.jp

ve\_support@i-plants.jp (VE サポート窓口)

<http://www.i-plants.jp/hp>

記載内容は 2011 年 7 月時点の情報となり、価格、機能は予告なく変更する場合がございます。ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。