

バージョンアップしました！

三次元画像可視化システム

VOLUME EXTRACTOR

ボリューム エキストラクター

Version 3.0.2

高速化
使いやすさアップ

バージョンアップ内容

- 64ビット版 Volume Extractor 安定・高速化
- User Image Filter 機能追加
ユーザ固有の画像処理フィルタを追加できます
他のアプリケーションツールを組み込みます
- ボリュームレンダリングの高速化
回転・移動・拡大/縮小の操作を高速化しました
- 等値面生成高速化
等値面頂点の計算を最適化しました
- Mesh Editing の機能追加 (Auto Modification 追加)
この操作のみで造形モデルが作成できます
- Slice Edit 機能修正および使いやすさの向上
無段階の拡大・縮小、ペイント処理を高速化しました
- XYZ 軸表示の追加
- Mesh Editing に File Information 追加
ポリゴン数、辺数、頂点数の表示
- DICOM 管理フォーム(デフォルトを非表示に変更)
- DICOM Patient Name チェック有無の切り替え機能

カスタマイズサービス

日常業務等でお悩みの場合、何でもご相談ください！

- ・画像処理フィルタの作成
- ・処理の自動化
- ・パラメータ設定
- ・プログラム開発
- ・3D プリンタ用造形モデル作成
- ・CG/画像処理/WEB etc.

特別価格で提供中です！
(期間限定)